



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

INTEGRALIFT

TRANSFERT INVISIBLE



scemed.com

INTEGRALIFT

LIEU DE VIE PRÉSERVÉ, HUMANISATION DES TRANSFERTS

Découvrez l'INTEGRALIFT, le lève-personnes design, novateur et simple d'utilisation, qui n'altère pas l'environnement de la chambre : il se range totalement et soigneusement dans sa penderie.

VIDEO DISPONIBLE

Scannez pour découvrir l'Intégralift




Rangé

En utilisation

Personnes dépendantes



CONCEPTEURS DE LIEUX DE VIE



INSTALLATION SUR MESURE

Nos techniciens experts effectueront l'installation minutieuse de L'INTEGRALIFT conformément à notre étude d'implantation préliminaire. Mise en service selon les normes de sécurité en vigueur.



FORMATION TRANSFERT

Nos formateurs vous transmettront leur savoir-faire pour réaliser les transferts en totale sécurité, rapidement et sereinement.

SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ




LES + PRODUIT


- Design épuré, lieu de vie préservé
- Personnalisable (nombreux coloris de bois disponibles)
 - Simple d'utilisation et toujours à disposition
 - Nettoyage facile à réaliser

L'INTÉGRALIFT SUR MESURE


- SON POSITIONNEMENT** : Version droite ou gauche selon l'espace de la chambre
- SON DESIGN** : Personnalisation infinie grâce à nos centaines de configurations et coloris
- SES OPTIONS** : Porte verrouillable, différentes poignées disponibles, spots d'éclairage, espace de stockage pour l'oxygène et l'aspiration (vide)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Aucune contrainte architecturale. L'INTEGRALIFT s'adapte à tous types de chambres



INFORMATIONS TECHNIQUES

Garantie	2 ans
Charge maximale	230 Kg
Batterie + fonctionnement électrique	24 V DC, 4.5Ah
Vitesse de levage	50-70 mm/sec
Intervalle de levage	1.8 m (ajustable verticalement)
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêt d'urgence : électrique et manuel • Descente d'urgence : électrique et manuelle.
Normes	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 10535/2006(E) • IEC 60601-1 Ed. 3.0 b:2005 • IEC 60601-1-2 Ed. 3.0 b:2007 • MDD 93/42/EEC

POIGNÉES*



* Option

HARMONIE VISUELLE

De nombreux coloris de bois sont disponibles pour une intégration parfaite dans tous les lieux de vie.



Contactez nous pour une étude gratuite



CONTRAT DE MAINTENANCE
Pour plus de sérénité et de tranquillité.



DÉVELOPPEMENT DURABLE
Chez SceMed, l'environnement est source d'avenir,
nous en prenons soin à tous moments.



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SceMed - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS
Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com



YouTube



scemed.com