





# SCEMED

LA RÉFÉRENCE  
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL



## HYDRA | DOUCHE AU LIT

# HYDRA

## AUTONOME, COMPACTE ET INTUITIVE

Hydra est le seul concept de douche au lit autonome. Il permet de doucher une personne alitée et difficile à manipuler sans la déplacer de son lit.



### Écran LCD TACTILE

- \* Utilisation intuitive et guidée
- \* Contrôle de la température
- \* Visualisation pourcentage eau propre / eau usée



- Cordon d'alimentation
- Aspiration eau usée via le tuyau jetable
- Vidange eau usée



- Interrupteur
- Sèche-personne
- Remplissage eau propre

## LES + PRODUIT

### HYGIÈNE & DÉSINFECTION

Hydra est équipé d'un système de désinfection semi-automatique pour une hygiène optimisée.

### TEMPÉRATURE

Le système maintient la température désirée pendant toute la durée de la douche à 0,5° près.

### AUTONOMIE

Grâce à sa batterie, Hydra permet de réaliser au moins trois douches consécutives sans contrainte.

### TECHNOLOGIQUE

L'écran, simple et intuitif, nous guide tout au long de l'utilisation.

### DRAP DE BAIN XXL OFFERT



### Informations techniques

Dimensions H.105 cm x L.55 cm x P.48 cm

Capacité du réservoir 2 x 20 Litres (eau propre et eau sale)

Poids 45 Kg

Garantie 2 ans

Normes EN ISO 9001 : 2015  
EN ISO 13485 : 2012

### Consommables

Housse de protection jetable.  
**Réf. : 111.0011**


Bidon 1 litre de désinfectant.  
**Réf. : 111.0017**

Lot de 50 dosettes journalières de désinfectant.  
**Réf. : 111.0015**

Tuyau d'aspiration jetable.  
**Réf. : 111.0013**



Housse de protection réutilisable.  
**Réf. : 111.0030**



Scanez ou cliquez sur le QR Code pour voir la vidéo de l'Hydra en action !

### Options

**Sac de transport** pour le nécessaire d'hygiène, sèche-personne et accessoires

**Sèche-personne** pour un séchage complet et plaisant.



### **FORMATION**

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



### **CONSEILS PERSONNALISÉS**

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



### **CONTRAT DE MAINTENANCE**

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.

[Scemed.com](http://Scemed.com)



#### **LA RÉFÉRENCE DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL**

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole  
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

**Tél. : 03 20 28 04 28**  
**Fax. : 03 20 28 04 00**  
**Email. : [contact@scemed.com](mailto:contact@scemed.com)**

Suivez nous sur :

