



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

GRAVITY

TRANSFERT MOBILE



scemed.com

LÈVE-PERSONNES MOBILE GRAVITY

Le Gravity est un lève-personnes mobile design et ultra-compact.
Avec sa fonction start et parking, il se déploie et se range en un instant.



Photo du Gravity Premium



FONCTION START
Le lève-personnes se déploie seul



FONCTION PARKING
Encombrement faible dans la zone de rangement



ULTRA-COMPACT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	185 Kg
Longueur maximale du châssis	93 cm
Poids	40 Kg
Châssis	Aluminium
Chargeur et batterie	Livré avec 2 accumulateurs Li-ion (3,2 Ah) et un bloc d'alimentation (100-240 V 0.35A)
Temps de charge	8 heures
Nombre de levage avec batterie chargée	50 à 70 selon poids du patient/résident
Amplitude de levage	50 cm - 197 cm

Niveau sonore	
• Pendant la montée / descente	. 49 dB (A)
• Sans charge	
• Pendant la montée / descente avec charge maximale	. 52 dB (A)

Indice de protection	IPX4
----------------------	------

GRAVITY STANDARD

Batterie Linak

GRAVITY PREMIUM

Batterie Li-ion et fonction start et parking

TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTIONS

- 1 Levage du bras de levage
- 2 Descente du bras de levage
- 3 Démarrage - Écartement du châssis
- 4 Fermeture du châssis
- 5 Position de Parking



Télécommande aimantée



Panneau de commande sur le mât



FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS
Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com



scemed.com