



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

OXO

by SCEMED

CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTE



[scedmed.com](https://www.scedmed.com)

CHAISE DE DOUCHE OXO

COMPACTE, LÉGÈRE ET DURABLE

Conçue pour la douche, le positionnement au dessus des toilettes et le transfert.
La chaise OXO est la solution ergonomique qui allie confort et facilité d'utilisation.

Poignée ergonomique.



. Assise large avec découpe intime

. Retrait du seau par l'arrière pour faciliter l'accès et le nettoyage.

Frein individuel sur chaque roue

Réglage du repose-pied en profondeur



Dossier ergonomique, possibilité d'ajouter une ceinture.

Accoudoirs amovibles



Repose-pieds, escamotable 5 positions.

REPOSE-PIEDS 5 POSITIONS



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LES PRODUIT :


- . Rapport qualité/prix imbattable.
- . Légère et facile à déplacer.
- . Polyvalente : positionnement au dessus des WC, toilette intime, douche, transferts facilités.
- . Aucun risque de corrosion.
- . S'adapte à tout type de toilettes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	L. 580 X P. 530 X H. 1085 mm
ROUES	4 Roues en polyamide, diamètre 125 mm avec frein individuel sur chaque roue.
ROTATION	360°
POIDS À VIDE	15 Kg
CHARGE MAXIMALE	135 Kg
MATÉRIAUX	. Châssis en acier recouvert d'une peinture epoxy . Aucun risque de corrosion . Éléments plastiques en polypropylène et ABS . Vis en acier inoxydable

RÉF. : 1100001





FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SceMed - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS
Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com



scemed.com