



# SCEMED

LA RÉFÉRENCE  
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

## PALLAS

---

### VERTICALISATEUR



[scemed.com](http://scemed.com)

# VERTICALISATEUR PALLAS

Sécurisant, facile à manipuler et polyvalent  
Pour des transferts actifs et passifs selon le niveau de dépendance du résident.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



## Le boîtier de contrôle dernière génération



- Indicateur de surcharge (> 160 kg)
- Compteur de cycles et d'heure d'utilisation
- Indicateur d'entretien
- Connectique à clip anti-arrachement
- Écran LCD

## La télécommande

- Indicateur de niveau de batterie
- 2 vitesses de montée / descente
- Réglage du piètement
- Témoin lumineux de surcharge
- Témoin de maintenance (NF 10535)



Réglage de la hauteur	De 728 mm à 1970 mm
Charge maximale	175 Kg
Poids	47 Kg
Matériaux	Châssis en acier galvanisé peinture époxy
Roues	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 roues arrière Ø100mm avec freins</li> <li>• 2 roues avant Ø75mm</li> </ul>
Ecartement du piètement	De 595 à 945 mm
Longueur du piètement	1001 mm
Batterie	Batterie LINAK
Normes	Classe 1 - EN/SO NF 10 335



Crochets spéciaux pour transferts assis



Support genoux ajustable avec amorti pour reproduire le mouvement de levée



Poignée de préhension

## OPTION :



## FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



## CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



## CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.



# SCEMED

LA RÉFÉRENCE  
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SceMed - Parc Eurasanté - Lille Métropole  
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS  
Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00  
Email. : [contact@scemed.com](mailto:contact@scemed.com)



[scemed.com](http://scemed.com)