






# SCEMED

LA RÉFÉRENCE  
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL




# SIROCCO | CHARIOT DOUCHE

# SIROCCO

Chariot douche mural\* à hauteur variable électrique.  
Conforme à la norme NEN 1010 pour une utilisation  
en toute sécurité dans un local humide.

*\* Uniquement pour salles de bain avec mur porteur  
et une hauteur minimum de 230cm*



## Les points forts

- 1. Brancard rabattable.** Idéal pour les petits espaces. Le chariot se relève pour un gain de place.
- 2. Matelas et appui-tête ultra confort.**
- 3. S'utilise parfaitement comme chariot douche et table d'habillage.**
- 4. Réglage du dossier** jusqu'à 25 degrés.
- 5. Matelas anti-bactérien et anti-rayures** (sans phtalates, ni cadmium).

## Caractéristiques générales

- Montée/descente électriques.
- Hauteur variable : 450 à 950 mm.
- Arrêt et descente d'urgence
- Nettoyage et désinfection facilités.
- Matelas anti-bactérien, ignifuge et sans plastifiants nocifs.

Dimensions : **L1860-2060 x H.1560 x P.920 mm**  
 Hauteur variable : **450 à 950 mm**  
 Charge maximale : **227 kg**





**Modèle standard**  
 Chariot douche mural électrique à hauteur variable.

Réf. **61002400**



**Modèle standard**  
 Chariot douche mural électrique à hauteur variable et dossier rabattable.

Réf. **61002510**



## Caractéristiques techniques

Épaisseur du matelas	200 mm
Charge maximale	227 kg
Commande de montée	Électrique
Chargeur	220 V, 50-60Hz, max 1A
Batterie	24V, 2,9 Ah IPX6
Matériau châssis	Structure aluminium enduit et inox résistant à la corrosion.
Matériau matelas	PVC - 4 couches non feu M2



### **FORMATION**

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



### **CONSEILS PERSONNALISÉS**

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



### **CONTRAT DE MAINTENANCE**

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.

[Scemed.com](http://Scemed.com)



#### **LA RÉFÉRENCE DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL**

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole  
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

**Tél. : 03 20 28 04 28**  
**Fax. : 03 20 28 04 00**  
**Email. : [contact@scemed.com](mailto:contact@scemed.com)**

Suivez nous sur :

