



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

CHARIOT DE TRANSPORT POUR MOTEUR LUNA



[scemed.com](https://www.scemed.com)

CHARIOT DE TRANSPORT POUR MOTEUR LUNA

Le chariot de transport pour moteur LUNA est compact et léger.
Maniable, il permet de déplacer le LUNA sans effort.
Pratique, il permet également de stocker les accessoires nécessaires au transfert du patient.

- + déplacement du LUNA sans effort
- stockage des accessoires
- recharge de la batterie



Personnes
handicapées et
dépendantes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Pratique et fonctionnel

- Le chariot de transport permet de déplacer le moteur LUNA de chambres en chambres sans avoir à le porter.
- Compact, léger et maniable, le chariot de transport offre des espaces de rangement pour tous les accessoires nécessaires au transfert : chargeur, bras d'extension, cintre, télécommande, harnais...




Pour accrocher ou décrocher le LUNA sans le porter, il suffit de positionner le chariot sous le rail et d'utiliser le bras d'extension.

Dimensions



Hauteur	950 mm
Longueur	370 mm
Largeur	492 mm
Poids	10.6 kg
Structure	Acier peint époxy gris
Roues	4 roues caoutchouc gris anti trace Ø 70 mm
Poignées	2 poignées ergonomiques Hauteur 90 à 95 cm
Plateau	Résine : L. 47 x l. 37 cm
Chargeur	Chargeur complet intégré au chariot 100 - 240 V, 0,5 A. Voyant de charge Classe 2

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES :



Sacoche de rangement
pour la sangle



Pochette arrière
de rangement



FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



CONSEILS PERSONNALISES

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.



SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS
Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com



scemed.com