



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

CHARIOT | MEDISOINS

HYGIÈNE



[scemed.com](https://www.scemed.com)

CHARIOT MEDISOINS

SCEMED a développé le chariot **MEDISOINS** pour faciliter la toilette au lit de vos résidents. Équipé en standard de 2 bassines amovibles pour faciliter la désinfection et éviter les contaminations croisées. Ce chariot compact vous permettra d'emporter : sacs déchets, serviettes, produits d'hygiène et change complet pour le lit.

> CARACTÉRISTIQUES

- Livré en standard avec 2 bassines de 4 L, un panier central pour produits d'hygiène et une poubelle filaire.
- Plateau supérieur et inférieur en résine compacte.
- Porte serviette intégré à l'arrière du plateau intermédiaire.
- 1 poignée sur le devant du plateau supérieur.
- 4 roues pivotantes doubles dont 2 à freins Ø 70mm.
- Dimension hors tout : L.710 x l.470 x H.920 mm

Coloris bleu

Réf. : 600002

Coloris rouge

Réf. : 600004



> OPTIONS

Jeu de 2 bassines de 4 L supplémentaires

Réf. : 600006

Double support filaire pour sacs

Réf. : 600008



Le chariot permet d'accueillir 2 bassines afin d'effectuer la petite toilette du résident.



Le chariot permet de recevoir le linge pour le change complet du lit du résident.

