



Découvrez notre large gamme de
CHAISES DE DOUCHE !

Au service du bien-être des soignants
et du confort des résidents



HYGIÈNE



Améliorer la vie des personnes
en perte d'**autonomie**
et de ceux qui en **prennent soin**.



REFLEX

FAUTEUIL DE DOUCHE ÉLECTRIQUE À HAUTEUR ET INCLINAISON VARIABLES

Le fauteuil de douche Reflex est une solution innovante qui allie **respect de la qualité de vie au travail des soignants ainsi que confort et sécurité pour les patients**. Grâce à ses réglages électriques de hauteur et d'inclinaison, il permet au personnel de **travailler de manière ergonomique** tout en assurant des soins efficaces.



POUR LE SOIGNANT

- Une **position ergonomique** avec hauteur et inclinaison variables.
- Une **facilité d'utilisation**, plus besoin de télécommande, grâce à son double tableau de commandes intégré dans le dossier.



POUR LE PATIENT

- Un **fauteuil durable, robuste et confortable** en polyuréthane, facile à nettoyer, avec une surface anti-bactérienne et une structure en acier inoxydable.
- Une **position sécurisante** avec ses accoudoirs frontaux.



- 1 Appui-tête réglable.
- 2 Accoudoirs de sécurité avec fermeture frontale, pivotants et relevables pour faciliter le transfert.
- 3 Protège mollets.
- 4 Repose-pieds relevable et amovible.
- 5 Hauteur réglable électrique de 490 à 1010 mm.
- 6 Inclinaison électrique indépendante 30°.
- 7 Poignées de guidage.

Caractéristiques techniques

Réglage de la hauteur de l'assise	De 490 mm à 1010 mm
Réglage de l'inclinaison du dossier	30°
Poids maximal patient	135 Kg
Poids à vide	53 Kg
Roues	4 roues pivotantes de Ø125 mm équipées de freins
Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> Siège et dossier en mousse polyuréthane Structure en acier époxy peint
Connexion électrique	24 V

Batterie	Mode veille après 30 minutes Voyant d'indication de l'état de charge de la batterie
Chargeur	220 V 50/60 Hz 500 mA Système magnétique anti-arrachement
Normes et réglementation applicables	Conforme aux normes : <ul style="list-style-type: none"> CEI 60601-1 : 2005 (A1 : 2012) CEI 60601-1-6 : 2010 CEI 60529 (A2 : 2013) : IPX4

Modèles

Fauteuil de douche Reflex
Réf. : 530.010

Fauteuil de douche Reflex
avec repose-pieds amovible
Réf. : 51005605


Fauteuil de douche Reflex
avec télécommande
Réf. : 530.0101

Options

Ceinture de sécurité
Réf. : 530.029

Support jambes confort
Réf. : 530.033

Bassin
Réf. : 530.030




Zoom produit



Appui-tête réglable en hauteur et profondeur et inclinable



Tableau de commande avec arrêt d'urgence de chaque côté de la chaise



Support bassin anti-chute



Repose-pieds amovible et relevable



Accoudoirs de sécurité avec fermeture frontale, pivotants et relevables




Branchement du chargeur par contact magnétique



Assise découpée pour passer au-dessus des toilettes



Support jambes confort Inclinaison réglable de 30° à 83°



NOS CHAISES À HAUTEUR VARIABLE



Chaise de douche ELEXO XXL

Électrique

CONFORT ET ERGONOMIE

La chaise de douche et de toilette Elexo XXL est spécialement pensée pour les personnes en surpoids. Ce fauteuil bariatrique offre un confort optimal au duo patient / soignant.

- + • Hauteur variable : 520 à 1130 mm
- Inclinaison progressive au fur et à mesure de la montée de 0 à 17°

 75 kg |  220 kg

Réf. : 51005300



Chaise de douche FLEXO

Hydraulique

CONFORT ET SÉCURITÉ

La chaise de douche Flexo offre des conditions de travail ergonomiques au soignant avec sa fonction hydraulique de hauteur et inclinaison variables.

- + • Hauteur variable : 500 à 1050 mm
- Inclinaison progressive au fur et à mesure de la montée de 0 à 15°

 150 kg

Réf. : 530011





NOS CHAISES À HAUTEUR FIXE

Chaise de douche TANGO

CONFORT ET PRATICITÉ

Chaise de douche et de toilette à hauteur fixe, conçue pour faciliter l'hygiène et les soins des patients/ résidents.

+ Assise large

👤 25 kg | 🧑‍🦽 180 kg

Réf. : 530020



Chaise de douche TANGO XL et XXL

CONFORT ET ERGONOMIE

Les chaises de douche bariatriques Tango sont spécialement conçues pour améliorer l'hygiène des patients et résidents en les transférant facilement vers la douche et toute sécurité grâce aux accoudoirs escamotables et aux roulettes équipées de freins.

+ Confort maximal et assise large

👤 TANGO XL : 28 kg | TANGO XXL : 30,5 kg

🧑‍🦽 TANGO XL : 250 kg | TANGO XXL : 300 kg



TANGO XL

Réf. : 51005705



TANGO XXL

Réf. : 51005800

Chaise de douche OXO

LÉGÈRETÉ ET ERGONOMIE

Compacte, légère et très maniable, OXO a été spécialement conçue pour faciliter la douche, le positionnement au-dessus des toilettes et le transfert des patients.

+ • Aucun risque de corrosion
• S'adapte à tout type de toilettes

👤 15 kg | 🧑‍🦽 135 kg

Réf. : 110001



Une large gamme pour couvrir tous vos besoins !

REFLEX

ELEXO
XXL

FLEXO

TANGO

TANGO
XL & XXL

OXO

Électrique	✓	✓	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Charge maximum (kg)	135	220	150	180	XL : 250 XXL: 300	135
Inclinaison et hauteur indépendantes	✓	-	-	-	-	-
Hauteur d'assise (mm)	490	500	500	550	XL : 510 XXL 530	540
Hauteur variable (mm)	490 à 1010	500 à 1050	500 à 1050	-	-	-
Inclinaison	de 0 à 30° *	de 0 à 17° *	de 0 à 15° *	-	-	-
Accoudoirs à fermeture frontale	✓	-	✓	-	-	-
Repose-tête	✓	-	+	-	-	-
Ceinture	+	+	+	+	+	-
Support jambes confort	+	+	+	+	+	-
Version bariatrique	-	✓	-	-	✓	-



REFLEX



ELEXO XXL



FLEXO



TANGO



TANGO XL



TANGO XXL



OXO

* en position haute

+ Options

✓ Oui



SCEMED BY WINNOCARE

49 avenue de Machelen, 59 250 Halluin

Tél. : 03 20 28 04 28

Email : contact.scemed@winnocare.fr



Lopital Nederland B.V.,
Laarakkerweg 9,
5061 JR Oisterwijk,
The Netherlands

