



HARNAIS

GAMME TRANSFERT



TRANSFERT



Améliorer la vie des personnes
en perte d'**autonomie**
et de ceux qui en **prennent soin**.

Nos harnais



NOTRE GAMME DE HARNAIS

est conforme aux normes françaises et européennes en vigueur (*norme ISO10535*).



Nos harnais ont fait l'objet de tests et contrôles stricts pour vous assurer une qualité optimale et une utilisation en toute sécurité.



Nos harnais sont universels et sont compatibles avec tous les équipements existants sur le marché.



Scemed vous accompagne et vous forme aux gestes et postures à adopter lors de vos transferts.



LES HARNAIS

Scemed by Winnicare

Pour réussir des transferts sécurisés au quotidien, votre lève-personnes ou votre verticalisateur nécessite l'utilisation de harnais adaptés : la qualité de la prise en charge du patient en dépend.

C'est pourquoi Scemed a développé une large gamme de harnais capables de répondre aux besoins spécifiques de chaque patient quels que soient sa taille, sa corpulence ou son degré de dépendance.

Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration avec des ergothérapeutes afin de concevoir **la plus fonctionnelle et confortable des gammes pour les personnes à mobilité réduite**, dans le but d'améliorer les conditions de travail du personnel soignant.

Les harnais Scemed ont été élaborés avec à l'esprit l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant.

Faciles à mettre en place, les manipulations sont simplifiées pour le personnel soignant qui peut, par conséquent, consacrer davantage de temps aux soins.

Scemed vous propose une gamme complète de harnais :

> Classiques

Harnais destinés à l'usage général, déclinés en 4 matières souples afin d'offrir un bon niveau de confort et de soutien pour les tâches quotidiennes.

> Spécialisés

Harnais de rééducation à la marche, verticalisateur, flottaison ou pour amputés, etc.



Harnais classiques




Harnais

Fastfit

RAPIDE ET PRATIQUE À METTRE EN PLACE.

- 1 Molletonné au niveau des jambes.
- 2 Forme en U qui facilite la mise en place.

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
1PLG	Classic sans tête	polyester	XS à XXL
1HSAPLG	Classic avec tête	polyester	XS à XXL
2PLGL	Classic maille sans tête	polyester maille	XS à XXL
2HSAPLG	Classic maille avec tête	polyester maille	XS à XXL
S2F	Classic sans tête	coolmax	XS à XXL
S2FHS	Classic avec tête	coolmax	XS à XXL



Harnais

Deluxe

CONFORT INÉGALÉ.

- 1 Jambières larges et molletonnées.
- 2 Réduit la pression au niveau des jambes.

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
011G	Classic sans tête	polyester	XS à XXL
011HSAG	Classic avec tête	polyester	XS à XXL
SFPLUSD	Classic avec tête	coolmax	XS à XXL
STD061DHSNY	Classic avec tête	parasoie	XS à XXL
STD061DNY	Classic sans tête	parasoie	XS à XXL
012G	Classic maille sans tête	polyester maille	XS à XXL
012HSAG	Classic maille avec tête	polyester maille	XS à XXL



Harnais

Hygiène

IDÉAL POUR LA MISE AUX TOILETTES OU LE CHANGE DU PATIENT.

- 1 Excellent maintien du haut du corps.
- 2 Molletonné au niveau des jambes et rembourré sous les bras.
- 3 Équipé d'une ceinture de maintien abdominale.

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
9PRG	Classic hygiène sans tête	polyester	XS à XXL
9PRHSG	Classic hygiène avec tête	polyester	S à XXL
10PRG	Classic hygiène sans tête	polyester maille	XS à XXL
10PRHSG	Classic hygiène avec tête	polyester maille	XS à XXL



Harnais

Hi Easy

IDÉAL POUR LES TRANSFERTS AU LIT.

- 1 Enveloppant des hanches à la tête.
- 2 Maintien parfait du dos lors d'un transfert incliné vers l'arrière.
- 3 Jambières molletonnées.
- 4 Utilisation adaptée pour berceau motorisé grâce au modèle avec clips.

Réf.	Harnais à boucles	Matières	Tailles
067AG	Classic	polyester	S à XXL
073AG	Classic	polyester maille	XS à XXL
SFPLUS	Classic	coolmax	XXS à XL
STD061SHSNY	Classic	parasoie	XS à XL
1130099	Hygiène	polyester	XS à XXL

Réf.	Harnais à clips	Matières	Tailles
1130098	Classic	polyester	XS à XXL
1130111	Classic	polyester maille	XS à XXL
1130117	Classic	coolmax	XS à XXL
1130123	Classic	parasoie	XS à XXL
1130105	Hygiène	polyester	XS à XXL



Harnais spécialisés


Harnais Verticalisateur

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
204G	harnais verticalisateur assis	polyester	S à XL
SILSB360	harnais verticalisateur standard	polyester	S à XXL

Harnais verticalisateur assis
transfert actif / passif




Harnais verticalisateur standard
transfert actif



Harnais de Marche

- 1** 2 zones de maintien rembourrées :
sous les bras et à l'entre-jambes.

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
017G	Harnais de marche	polyester	XS à XL




Harnais Hamac

TRANSFERT AVEC LES JAMBES JOINTES.

Option disponible : ouverture pour effectuer la toilette intime.

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
S14A	Hamac sans têteière	polyester	XS à XXL
S14ahs	Hamac avec têteière	polyester	XS à XXL
S14b	Hamac sans têteière	polyester maillé	XS à XXL
S14bhs	Hamac avec têteière	polyester maillé	XS à XXL
1240007	Hamac sans têteière	parasoie	XS à XXL
1240001	Hamac avec têteière	parasoie	XS à XXL
S14FHS	Hamac avec têteière	coolmax	XS à XXL



Harnais Civière

- 1 Idéal pour les patients nécessitant un maintien corporel complet.
- 2 Civière articulée pour faciliter la prise en charge dans un lit.
- 3 Sangle abdominale de maintien.


Réf.	Modèles	Matières	Tailles
033B	Civière pliante	polyester et plexiglas radio transparent	M
033C	Civière pliante	polyester et plexiglas radio transparent	L
415g	Harnais mortuaire	nylon	L






Harnais spécialisés


Harnais Amputé



078A



025A



025E

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
078A	Harnais amputé à clips	polyester	XS à XL
025E	Harnais amputé universel à boucles	polyester	XS à XL
025A	Harnais amputé standard à boucles	polyester	XS à XL




Harnais Piscine

CONÇU POUR LA RÉÉDUCATION EN BASSIN

Fabrication prévue pour le nettoyage et séchage rapide.

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
SFLOAT	Harnais de flottaison	polyester maillé	XS à L





Harnais Tinkhman


Pour les personnes présentant des risques de spasmes et convulsions : sécurité et accompagnement des mouvements.

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
TINKSFP	Tinkham souple	coolmax	XS à XL




Harnais de Retournement

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
600C	latéralisation/retournement	polyester	unique



Harnais de Repositionnement

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
600A	Repositionnement	polyester	unique
600B	Repositionnement	polyester maillé	unique
600D	Repositionnement	coolmax	unique




Harnais Repose membre

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
201	Repose jambes	polyester	unique
202	Support fesses	polyester	unique

Guide des matières



Gamme classic
avec molletonnage.




POLYESTER

Matériau standard pour les harnais à usage fréquent.



Température de lavage



POLYESTER MAILLÉ

- Matériau perméable
- Utilisation idéale pour le bain et la douche



Température de lavage



COOLMAX FRESH FX

- Matière respirante.
- Réduction de la sudation.
- Empêche de glisser.
- Epouse les formes.



Température de lavage



PARASOIE

- Matière respirante.
- Idéale pour les personnes qui restent positionnées dans le harnais pour une longue durée.
- Se glisse plus facilement sous le résident.



Température de lavage


* matière in situ : matière plus respectueuse de la peau si le harnais reste en place sous le résident pour une certaine durée au delà du transfert.

Guide des tailles



Parce qu'un transfert de qualité dépend également du choix de la bonne taille de harnais, nous vous proposons une gamme allant de la taille XS à XXL.


Pour vous aider dans le choix de votre harnais, référez-vous à notre guide des tailles :



Harnais : Fastfit, Deluxe avec tête

	XS	S	M	L	XL	XXL
A	76 - 86	86 - 96	96 - 108	108 - 130	130 - 144	144 - 160
B	60 - 66	66 - 74	74 - 80	80 - 88	88 - 100	96 - 104


Unité : cm



Harnais : Fastfit, Deluxe, Hi-Easy et Tinkham

	XS	S	M	L	XL	XXL
A	76 - 86	86 - 96	96 - 108	108 - 130	130 - 144	144 - 160
B	44 - 50	50 - 57	57 - 64	64 - 69	69 - 74	69 - 74

Unité : cm



Harnais d'Hygiène et Harnais de marche

	XS	S	M	L	XL	XXL
C	77 - 87	87 - 107	97 - 117	112 - 132	125 - 145	138 - 158
D	22 cm ou plus	25cm ou plus	27cm ou plus	28cm ou plus	30cm ou plus	34cm ou plus

Unité : cm

Harnais Amputé

	XS	S	M	L	XL
A	76 - 86	86 - 96	96 - 108	108 - 130	130 - 144
B	44 - 50	50 - 57	57 - 64	64 - 69	69 - 74

Harnais Hamac

	XS	S	M	L	XL
A	76 - 86	86 - 96	96 - 108	108 - 130	130 - 144
E	44 - 50	50 - 57	57 - 64	64 - 69	69 - 74

Scemed by Winncare,

au coeur des enjeux
de la perte d'autonomie

► **LE VIEILLISSEMENT,**
une révolution démographique

+ **3 millions**
de séniors (+80 ans) d'ici 2040.

► **LA CHUTE,**
un des fléaux
de la perte d'autonomie

130 000
hospitalisations par an.

2 chutes
par résident par an
en moyenne en EHPAD.

► **LES ESCARRES,**
un déficit de prévention

300 000
nouveaux cas par an.

14 000
décès par an.

► **LES TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES**
au coeur des conditions de travail
des soignants

1ère cause d'arrêts de travail
en EHPAD à l'origine de
660 000
journées de travail perdues chaque année.

Sources : Insee, Matières Grises, Cap Retraite, Ordre national des Infirmeries, Apamad, Ameli, Cramif

SCEMED BY WINNCARE

49 avenue de Machelen, 59 250 Halluin

Tél. : 03 20 28 04 28

Email : contact.scemed@winnicare.fr

