



COUSSIN RELEVEUR EAGLE



Doux avec les résidents et les soignants, dur avec les chutes

La chute en EHPAD, un fléau pour les soignants et les résidents

- ▶ 2 chutes par an par résident en moyenne en EHPAD¹
- ▶ 50% des chuteurs sont incapables de se relever seuls²
- ▶ TMS* = 1ère cause d'arrêt et d'inaptitude au travail des personnels d'EHPAD³



Relevez les résidents avec confiance, en toutes circonstances



... Confiants que cela sera
simple et **sans effort**
pour le soignant



... Confiants quant
à la **sécurité**, au **confort**
et à la **dignité** du résident



... Confiants que vous pourrez
toujours intervenir,
où qu'ait lieu la chute

¹ ARS Ile-de-France. Rapport de capitalisation de la phase pilote de la campagne « Pare à chute », juin 2016

² SFGG. Évaluation et prise en charge des personnes âgées faisant des chutes répétées. Recommandation de bonnes pratiques professionnelles. Partenariat HAS. 2009

³ INRS, Assurance maladie Risques Professionnelles. Conception et rénovation des EHPAD. 2012



COUSSIN RELEVEUR **EAGLE**

Une solution de relevage
ergonomique et sécurisée



- ① **Plus simple à assembler, plus intuitif à utiliser :** reliez la télécommande au coussin et au compresseur puis gonflez successivement les cellules de 1 à 4
- ② **Plus confortable pour le résident :** dossier soutenant le dos et la tête du résident, sans besoin d'accessoires additionnels; technologie à air, adaptée aux peaux fragiles
- ③ **Plus solide donc plus durable :** sa fabrication, dans des matériaux utilisés pour les bateaux pneumatiques, confère à l'Eagle une robustesse qui dure dans le temps
- ④ **Plus personnalisable :** hauteur d'assise finale ajustable grâce au gonflage individuel de chaque cellule, pour faciliter le lever du patient selon sa taille
- ⑤ **Plus simple à dégonfler, plus rapide à ranger :** débranchez la télécommande, enrroulez le coussin et rangez-le dans le sac de transport prévu à cet effet

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids patient maximal	220 kg
Profondeur de l'assise	57 cm
Largeur de l'assise	64 cm
Hauteur maximale de l'assise	56 cm
Hauteur minimale	À plat au sol
Longueur totale du coussin déplié	112 cm
Poids du coussin	6.3 kg
Poids du compresseur	4.1 kg
Longueur du dossier	52 cm
Modèle de compresseur	Airflo 24
Nombre de levages avec 1 charge complète	Jusqu'à 6