





SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL



AMFORA

BRANCARD
DE DOUCHE

AMFORA

PRATIQUE ET SÉCURITÉ

Le brancard de douche Amfora a été spécialement pensé pour offrir un gain de place et une meilleure circulation autour de l'espace de toilette. Il garantit une sécurité optimale aux patients transférés par la structure robuste du brancard et de ses barrières rabattables.



LES + PRODUIT

Sécurisant par la structure robuste du brancard et ses barrières rabattables.
Dossier relevable pour une prise en charge des résidents adaptée et digne.
Accès facile pour le nettoyage et la désinfection de toute la structure.

- Dimensions hors tout : L.190 x l.70 cm
- Dimensions utiles : L.180 x l.58 cm
- Charge maximale : 135 Kg
- Hauteur variable : 50 - 90 cm
- Gain d'espace : rabattable au mur
- Pieds escamotables
- Charnière avec goupille
- Bac collecteur en plastique
- Flexible d'évacuation
- 4 roulettes pivotantes à double frein
- Dossier réglable et barrière latérale rabattable

Réf. 62004015