





SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

FLEXO

FAUTEUIL DE DOUCHE



[scemed.com](https://www.scemed.com)

FAUTEUIL DE DOUCHE FLEXO

Le fauteuil de douche Flexo est la solution globale pour doucher, accéder aux toilettes et faciliter les soins corporels.

Ce fauteuil de douche répondra aux besoins des résidents/ patients autonomes à semi-dépendants.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


LES + PRODUIT

Il offre au personnel **une position de travail ergonomique** pour un soin efficace.


Sécurisant avec ses accoudoirs frontaux.

Réglage hydraulique de la hauteur par pédale accessible.

Hauteur variable hydraulique, fonctionnement **simple et intuitif**.





Support pour seau



Roues pivotantes avec frein

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réglage de la hauteur de l'assise	De 500 mm à 1050 mm
Inclinaison du dossier	Progressive jusqu'à 15° en position haute
Charge maximale	150 kg
Roues	4 roues pivotantes de Ø125 mm équipées de freins
Matériaux	Siège et dossier en mousse polyuréthane Structure en acier peinture époxy
Normes	<ul style="list-style-type: none">• Marquage CE selon les directives 93/42 CEE & 2007/47/CE• ISO 9001 (systèmes de management de la qualité)• ISO 13485 (systèmes de management de la qualité appliquée aux dispositifs médicaux)



FLEXO
fauteuil de douche

Réf. **530.011**

OPTIONS

Repose-tête
Réf. : **530.013**

Bassin
Réf. : **530.030**

Ceinture de sécurité
Réf. : **530.029**

Support Jambes Confort
Inclinaison réglable de 30° à 83°
Réf. : **530.033**



FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS
Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com



scemed.com