

SOLAR | LÈVE-PERSONNES
MOBILE

SOLAR

LÉGER, COMPACT ET ROBUSTE

Simple d'utilisation et avec une grande amplitude de levage.
Il permet le transfert sécurisé des personnes dépendantes
jusqu'à 185 kg.



Caractéristiques techniques



LE BOITIER DE CONTRÔLE dernière génération

- Indicateur de surcharge (> 160 kg).
- Compteur de cycles et d'heure d'utilisation.
- Indicateur d'entretien.
- Connectique à clip anti-arrachement
- Écran LCD.





LA TÉLÉCOMMANDE

- Indicateur de niveau de batterie.
- 2 vitesses de montée / descente.
- Réglage du piètement.
- Témoin lumineux de surcharge.
- Témoin de maintenance (NF 10535).

Caractéristiques SOLAR

Réglage de la hauteur	De 680 mm à 1980 mm
Charge maximale	185 Kg / système anti surcharge
Poids	45 Kg
Matériaux	Châssis en acier galvanisé peinture époxy
Roues	• 2 roues arrière Ø100mm avec freins • 2 roues avant Ø75mm
Ecartement du piètement	De 700 à 920 mm
Longueur du piètement	651 mm
Batterie	Batterie LINAK
Normes	Classe 1 - EN/SO NF 10 335



A	49 cm	D	70 cm
B	185 cm	E	92 cm
C	112 cm	F	12 cm

Équipements complémentaires



Système de pesée médicale classe 3CE modèle standard



Système de pesée mobile médicale classe 3CE



Cintre 2 points



Cintre 3 points



Harnais compatibles demandez la brochure



FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCAMED



CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.

Scemed.com



**LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL**

SCAMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

Tél. : 03 20 28 04 28

Fax. : 03 20 28 04 00

Email. : contact@scemed.com

Suivez nous sur :

