




SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL



TANGO X | CHAISE DOUCHE
BARIATRIQUE

TANGO XL

CONFORT ET ERGONOMIE

La NEMO est une solution multifonctionnelle pour doucher, accéder aux toilettes et faciliter les soins corporels. Très facile à utiliser, à déplacer et à nettoyer.



Assise avec découpe pour le positionnement au-dessus des toilettes

Siège et dossier ergonomiques et confortables

Accoudoirs de sécurité escamotables et relevables pour un transfert facile



OPTIONS

Repose-pieds repliable et amovible

OPTIONS

Repose-tête
Réf. : 530.013

Bassin
Réf. : 530.030

Ceinture de sécurité
Réf. : 530.029

LES + PRODUIT

Il offre au personnel **une position de travail ergonomique** pour un soin efficace.

Sécurisant avec ses accoudoirs frontaux.

Réglage hydraulique de la hauteur par pédale accessible.

Hauteur variable hydraulique, fonctionnement **simple et intuitif**.



TANGO XL



Charge maximale : 250 kg

Poids à vide : 28 kg

Roues : 3 roues grand diamètre équipées de freins et 1 roue avec blocage directionnel

Matériaux : Siège et dossier en mousse polyuréthane - Structure en acier époxy peint - Acier inoxydable recouvert de peinture époxy

Réf. **5100 5705**



TANGO XXL



Charge maximale : 300 kg

Poids à vide : 30,5 kg

Roues : 3 roues grand diamètre équipées de freins et 1 roue avec blocage directionnel

Matériaux : Siège et dossier en mousse polyuréthane - Structure en acier époxy peint - Acier inoxydable recouvert de peinture époxy

Réf. **5100 5800**





FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.

Scemed.com



LA RÉFÉRENCE DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

Tél. : 03 20 28 04 28
Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com

Suivez nous sur :

