






SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL



VIENNA

TABLE
D'HABILLAGE

VIENNA HYDRAULIQUE

CONFORTABLE, MOBILE ET AJUSTABLE

La table d'habillage Vienna à hauteur variable permet au personnel soignant d'habiller les patients plus facilement.

Sa version mobile hydraulique permet au personnel soignant de circuler librement autour du patient et ainsi, de lui apporter tous les soins sans contrainte.




VIENNA MOBILE à hauteur variable Hydraulique

Largeur : 820 mm
Longueur : 1900 mm
Hauteur (réglable) : 560 - 1060
Charge max. : 150 kg
Poids produit : 60 kg

Réf. 65004025

Informations techniques



LES + PRODUIT DES VIENNA

Sécurisant par sa structure robuste et ses barrières rabattables.
Dossier relevable pour une prise en charge des résidents adaptée et digne.
Accès facile pour le nettoyage et la désinfection de toute la structure.

Confortable
l'assise est en mousse
haute densité


Ajustable
Dossier réglable et barrière
latérale rabattable

Anti-feu
Revêtement en simili
cuir bleu et anti-feu

VIENNA ÉLECTRIQUE

CONFORTABLE, RABATTABLE ET PRATIQUE

Sa version murale électrique est rabattable libérant ainsi l'espace dès les soins terminés.




VIENNA MURALE à hauteur variable électrique

Uniquement pour les salles de
bains avec une hauteur minimale
de 230cm et un mur porteur.

Largeur : 910 mm
Longueur : 1900 mm
Hauteur (réglable) : 490 - 1090 mm
Charge max : 135 kg
Poids produit : 75 kg

Réf. 65005030



OPTIONS

**Pack de batteries
supplémentaires**
Réf. : 70560004



FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour la bonne utilisation des matériels SCEMED



CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous accompagne également dans vos projets d'aménagement sur mesure.



CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour plus de sérénité et de tranquillité, des offres adaptées et personnalisées selon vos besoins.

Scemed.com



LA RÉFÉRENCE DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

Tél. : 03 20 28 04 28
Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com

Suivez nous sur :

